


機械器具 17 血液検査用器具
体外検査用オキシメータ 15201000 一般医療機器
エーボックス 1000E 専用カートリッジ (C100B)

再使用禁止

**【禁忌・禁止】
再使用禁止**

【形状、構造及び原理等】

製品外観図



番号	名称
	検体注入口
	フィンガーグリップ
	光学ウィンドウ
	ベントパッチ

1. 構成

本品は、検体注入口、フィンガーグリップ、光学ウィンドウ、ベントパッチから構成される。本品と専用分析装置（販売名：エーボックス 1000E、製造販売届出番号：13B1X00161000005）を用いて希釈しない全血の総ヘモグロビン濃度[THb]、オキシヘモグロビン[%HbO₂]を分析することができる。更に、その分析結果に基づいて、酸素含量[O₂]、飽和度ステップアップ、10種の血行動態値：体表面積、酸素摂取量、心拍出量又は全身血流量、心係数、1回拍出量、1回拍出係数、肺血流量、全身血管抵抗、全肺血管抵抗、肺体血流比を算出することができる。付属品：乾燥剤（ベントナイト粘土：80g）

湿度インジケータ

2. 本体寸法

W 20×L10×H 70 (mm)

3. 動作原理

分光光度法で測定される。

4. 動作環境

- 1) 15～30°C の温度範囲で使用すること。カートリッジを手で温めないこと。[本品は、カートリッジが常温である場合のみ正確な値を表示するため]
- 2) 可燃性物質や麻酔薬のある場所で使用しないこと。

5. 性能

測定範囲

分析項目	表示範囲
THb	4 - 25 g/dL
%HbO ₂	0 - 100 %
O ₂	0 - 35 mL /dL

正確性

A 社 CO オキシメータとの比較

分析項目	回帰式	相関係数	検体数
THb	y=1.02x-0.49	r=0.999	42
%HbO ₂	y=1.01x-0.99	r=0.997	24

精度

分析項目	標準偏差
THb	<0.3 g/dL
%HbO ₂	<0.5 %HbO ₂

干渉物質

干渉物質	干渉
ビリルビン	なし
溶血	なし
カルボキシヘモグロビン	なし
メトヘモグロビン	< 1% %HbO ₂ , < 0.2 g/dL THb (THb = 16 g/dL, MetHb < 10%, 7.1 < pH < 7.8)
胎児ヘモグロビン	< 1% %HbO ₂ , < 0.45 g/dL THb (THb =16g/dL, HbF < 100%)

検体量：50 μL

測定時間：検体注入後、約 7-10 秒

【使用目的又は効果】

本品は、身体から採取した血液検体中の酸素濃度及びヘモグロビンを測定するために用いる光電子装置の専用カートリッジである。

【使用方法等】

1. Enter/On キーを押して、装置の電源を投入する。
2. 分析装置の自己点検に問題がないことを確認する。下記の表示がある場合は、装置が分析可能な状態にある。

--- READY ---	
Insert	Cuvette
Pt. ID:	None
User ID:	None

3. カートリッジの光路長(pathlength)を入力する。
注：光路長の入力は、正確に行うこと。[光路長の入力ที่ไม่正確な場合は、総ヘモグロビン濃度の測定値が異常となるため]
4. ヘパリンナトリウム又はヘパリンリチウムを加えたプラスチックシリンジで検体を採取する。
5. 密封したシリンジを両手の掌の間で転がし、赤血球と血漿がよく混和された状態を保たせる。[試料の混和が不十分であったり凝血塊が含まれたりする場合は、結果が不正確となることあるため]
6. シリンジから検体を1滴滴下させた後、検体を満たしたプラスチックシリンジを本品に接続する。
注：本品を取り扱う際、黒色のキャップ部分以外には触れないこと。
7. カートリッジを約 45 度傾けた状態を保持し、検体をカートリッジに注入する。カートリッジ先端のベントパッチに検体が到達するまで注入する(50 μL)。シリンジはカートリッジに接続した状態を保つ。

8. 光路（光学ウインドウの最も幅が広い箇所）に異物や気泡がないことを確認する。
9. カートリッジの表面に血液が付着していれば拭き取ってから、10秒以内にカートリッジを分析装置に挿入する。
注：カートリッジに過度の力をかけないこと。[カートリッジに過度の力がかかると、ベントパッチが膨らむため]
- * 注：通気用のベントパッチが分析装置テストチャンバーの左側になるように挿入すること。[装置の光学部品の汚れを防ぐため]
10. 液晶ディスプレイに次のような結果が表示される。

S a m p l e # 1	
%H b O 2	= 97.0 %
[O2]	= 19.8 ml / dl
[THb]	= 15.1 g / dl

11. データは、カートリッジを抜き取るまで液晶画面に表示される。分析が終了したら、カートリッジを抜き取る。また、データは不揮発性メモリに保存される（500件）。
12. 次の検体を分析する時は、新しいカートリッジを取り出し、上記1～11までのステップを繰り返す。
13. 測定を終了して装置の電源を切断する際には、Main Menu キーを押した後、4番の Turn Off、Enter/On キーを押す。

【使用上の注意】

重要な基本的注意事項

1. 使用前に、湿度インジケータの色表示が青色であることを確認すること。ピンク色に変色していた場合には、封入されている乾燥剤を新しい乾燥剤に交換して密封し、24時間以上放置した後、インジケータの色表示が青色になっていることを確認してから使用すること。
2. 本品を取り扱う際、黒色のキャップ部分以外には触れないこと。
3. カートリッジに試料を満たした後は、カートリッジに圧をかけないこと。[圧をかけると、ベントパッチが膨らむため]
4. ベントパッチが膨らんだカートリッジは、装置に挿入せず、廃棄すること。
5. カートリッジを本装置の中に入れてままたまにしないこと。分析の終了後は、速やかにカートリッジを取り出すこと。
6. 15～30℃の温度範囲外で保管された場合は、室温への慣らしのための時間（最低1時間）を十分取ってから使用すること。

測定試料採取時の注意事項

1. 生理食塩液を充填したカテーテルに注射筒を取り付けて血液を採取する場合は、まず生理食塩液を除去し、全血のみを採取すること。
2. クエン酸、フッ化物、シュウ酸塩を含んだ血液は、pHを変化させ、測定値のエラーの原因となるので測定を避けること。
3. 過量の抗凝固剤や生理食塩液は、試料の酸素付加や希釈エラーの原因となることがある。

【保管方法及び有効期間等】

乾燥剤を入れた密閉袋に入れて保管すること。[正しく保管されない場合は、不正確な結果が生じることがあるため]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：平和物産株式会社

住所：東京都千代田区丸の内 2-2-1

電話番号：03 (3287) 0731

** 製造業者：Accriva Diagnostics, Inc.

(アクリバ ダイアグノスティックス インク)

製造業者国名：アメリカ合衆国

v01